

FAUSTINA®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ | ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3IN1 IPL ΣΥΣΚΕΥΗ

Μοντέλα: HR_AC_SR | HR_2SR | HR_AC_2SR | 3SR



Αποτρίχωση | Εκκαθάριση ακμής | Αναζωογόνηση του δέρματος *


* Σημειώστε ότι οι λαμπτήρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε

LABOTEST



Καλώς ήλθατε στο νέο σας FAUSTINA[®] IPL

Σημειώστε ότι 1 λάμπα είναι ήδη συνδεδεμένη στην κύρια συσκευή.
Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία κάθε λαμπτήρα στην πλάτη του.



1x Αποτρίχωση

1x Εκκαθάριση ακμής

**1x Αναζωογόνηση
του δέρματος**

Επιπλέον λαμπτήρες μπορούν να αγοραστούν μεμονωμένα και να εγκατασταθούν στη συσκευή εάν έχετε εξαντλήσει τα φλας ή δεν έχετε αποκτήσει όλες τις λειτουργίες με το μοντέλο σας.

Η LaboTest Ltd. διαθέτει 4 διαφορετικά μοντέλα FLAUSTINA® IPL Ελέγξτε ποιο είναι δικό σας

3SR

1.500.000flashes
3x Αναζωογόνηση του δέρματος

Europe
America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: 3SR_M

IPL 3IN1

1.500.000flashes
1x Αναζωογόνηση του δέρματος
1x Αποτρίχωση
1x Εκκαθάριση ακμής

Europe

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_SR_EU

America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_SR_M

IPL 3IN1

2.000.000flashes
2x Αναζωογόνηση του δέρματος
1x Αποτρίχωση
1x Εκκαθάριση ακμής

Europe

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_2SR_EU

America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_2SR_M

IPL 2IN1

1.500.000flashes
2x Αναζωογόνηση του δέρματος
1x Αποτρίχωση

Europe
America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: HR_2SR_M



Πίνακας

Πρόλογος	1 - 2
Ειδοποίηση προϊόντος	3 - 4
Πληροφορίες Προϊόντος	4 - 6
Προειδοποιήσεις	7 - 8
Προειδοποιήσεις	9 - 10
Πώς να χρησιμοποιήσετε το FAUSTINA IPL	11 - 13
Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία	14
Δοκιμή ευαισθησίας δέρματος	15
Ρυθμίσεις ενέργειας	15
Διαδικασία λειτουργίας	16 - 22
Συνήθεις ερωτήσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή	23 - 32
Συνήθεις ερωτήσεις μετά τη χρήση της συσκευής	33 - 37
Εγγύηση	39 - 40
Πληροφορίες σέρβις	41 - 42

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ομορφιάς IPUST FAUSTINA (πολλαπλών λειτουργιών) από το LaboTest.

Αυτή η συσκευή χρησιμοποίησε την τεχνολογία E-IPL (φιλτράρει τα βλαβερά και άκυρα φώτα για να διατηρεί αποτελεσματικές λήψεις για όλες τις λειτουργίες) και μπορείτε να επιτύχετε την αποτρίχωση, την αναζωογόνηση του δέρματος και την εκκαθάριση της ακμής μεταβαίνοντας στην κατάλληλη λυχνία λειτουργίας. Αυτό το προϊόν δημιουργήθηκε με γνώμονα την απόδοση, τη μόδα, την υγεία και τις προδιαγραφές υψηλής τεχνολογίας. Ετοιμαστείτε καθώς το FAUSTINA IPL σηματοδοτεί την αρχή της δικής σας ιδιωτικής κλινικής ομορφιάς.

Προβάλετε και διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πολύ προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ασφαλές σε περίπτωση που χρειαστεί να το αναφέρετε στο μέλλον.

Εάν έχετε προβλήματα με τη συσκευή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον ιστότοπό μας στο www.labotest.co.uk

Ειδοποίηση προϊόντος


Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη θα σας καθοδηγήσει στη χρήση της συσκευής σας FAUSTINA IPL.

- Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος ακολουθεί στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούν το δικαίωμα να μην ειδοποιούν τους πελάτες όταν αλλάζουν τη λειτουργία, τη διεπαφή και την εμφάνιση του προϊόντος.
-
- Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της περιγραφής και του πραγματικού προϊόντος λόγω αναβάθμισης, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.
-
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τα σωστά βήματα λειτουργίας και τις ρυθμίσεις θεραπείας.

Πληροφορίες Προϊόντος:

Περιέχει:

Κύρια μονάδα x1, Λάμπτα x3, γυαλιά UV x1, Προσαρμογέας
1x, Εγχειρίδιο χρήστη




Λειτουργίες

Λειτουργία 1 - Αποτρίχωση


Λειτουργία 2 - Αναζωογόνηση του δέρματος

Λειτουργία 3 - Εκκαθάριση ακμής


Εικόνα 1: Λαμπτήρες



HR (Αποτρίχωση)



SR(Αναζωογόνηση
δέρματος)



AC(Εκκαθάριση
ακμής)

Παράμετροι

Ισχύς εισόδου: 36W

Εκτίμηση τάσης: 100V - 240V


Ονομαστικό εύρος συχνότητας: 50Hz / 60Hz

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 ° C - 45 ° C

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ° C - 35 ° C

Υγρασία εργασίας: 25% - 75%

Δομή προϊόντος: (Σχήμα 2)



Προειδοποιήσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτά

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εάν είστε κάτω των 18 ετών. Τα αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα είναι άγνωστα.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εάν το δέρμα στην περιοχή που θέλετε να αντιμετωπίσετε είναι μαυρισμένο ή καμένο. Η χρήση της συσκευής σε βυρσοδεψείο ή καμένο δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή (ή ακόμη και μόνιμη) λεύκανση ή σκουρόχρωμο δέρμα.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εάν είστε έγκυος, συλλάβετε ή θηλάζετε. Οι ορμονικές αλλαγές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού και θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού ή ευαισθησίας στο δέρμα.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εάν έχετε επιληψία, επιληπτικές κρίσεις ή ημικρανίες. Η ενέργεια που αναβοσβήνει μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς πονοκεφάλους και ημικρανίες.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ σε τατουάζ, σκούρο καφέ ή μαύρα στίγματα (όπως σκούρες φακίδες, σημάδια γέννησης, κρεατοελιές ή κονδυλώματα). Τα τατουάζ ή τα σκούρα σημεία ενδέχεται να απορροφήσουν πάρα πολύ ελαφριά ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πρήξιμο στο δέρμα σας, αφήνοντας προσωρινή ή μόνιμη κυψέλη ή αποχρωματίζει το δέρμα σας. Μπορεί επίσης να προκαλέσει εγκαύματα.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λυχνία HR στις αρσενικές γενειάδες, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει άνιση αποτελέσματα. Η χρήση λαμπτήρα SR σε ορατές περιοχές των μαλλιών μπορεί να προκαλέσει την αφαίρεση αυτών των θυλακίων των μαλλιών. Για να το αποτρέψετε, μην αναβοσβήνετε απευθείας στην περιοχή όπου μεγαλώνουν τα μαλλιά.



ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λάμπα HR στο κεφάλι, τα αυτιά, το λαιμό, τις θηλές, τα γεννητικά όργανα ή γύρω από τον πρωκτό. **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** λυχνία SR στο κεφάλι, τις θηλές, τα γεννητικά όργανα ή τα φρύδια σας. Η χρήση σε αυτές τις περιοχές μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στο δέρμα, φουσκάλες ή προσωρινό αποχρωματισμό του δέρματος. Δεν συνιστούμε τη χρήση της λάμπας SR στην περιοχή του λαιμού, καθώς είναι πολύ ευαίσθητη.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εάν έχετε ενεργές δερματικές παθήσεις στην περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπίσετε. Αυτό περιλαμβάνει την ακμή (κατά τη χρήση λαμπτήρα HR ή SR), πληγές, ψωρίαση, έκζεμα, εγκαύματα, δείγματα έρπητα, πληγές ή εξανθήματα. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να κάνουν το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στη θεραπεία του φωτός και θα μπορούσε να κάνει τις θεραπείες δυσάρεστες ή να προκαλέσουν πρήξιμο στο δέρμα, φουσκάλες ή λοιμώξεις. Εάν πιστεύετε ότι οι προϋπάρχουσες δερματικές παθήσεις έχουν επουλωθεί αρκετά για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό ή το δερματολόγο σας.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη συσκευή εάν έχετε ιστορικό σχηματισμού χηλοειδών ουλών, γνωστή ευαισθησία στο φως (φωτοευαισθησία) ή παίρνετε φάρμακα που κάνουν το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στο φως, συμπεριλαμβανομένων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών αντιδραστικών π.χ. Ασπιρίνες, Ibuprofens, Centaminophens, Tetracyclines, Phenothiazines, Thiazide, Diuretics, Sulfonylureas, Hydroxy Acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane και / ή Τυπικά ρετινοειδή.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εάν έχετε μια ασθένεια που σχετίζεται με τη φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφη έκρηξη φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκος κ.λπ. Αυτές οι καταστάσεις κάνουν το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στη θεραπεία φωτός και θα μπορούσε να κάνει τη θεραπεία δυσάρεστη ή να προκαλέσει πρήξιμο στο δέρμα, φουσκάλες, ή λοιμώξεις.

ΜΗΝ καταναλώνετε τα ακόλουθα φάρμακα εάν πρόκειται να προχωρήσετε σε θεραπείες IPL: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B ή AHA τους τελευταίους 6 μήνες.

Προειδοποιήσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτά

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εάν δεν είναι συνδεδεμένη μια λάμπα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον προσαρμογέα πρώτα για να αντικαταστήσετε τη λάμπα. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.



Όταν χρησιμοποιείτε τη λάμπα αφαίρεσης μαλλιών, φροντίστε να ξυρίζετε πάντα την περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπίσετε.

Σας συνιστούμε να φοράτε τα γυαλιά προστασίας UV που παρέχονται στη συσκευασία σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μην κοιτάτε απευθείας το φως ή αναβοσβήνει



Οι σπασμένοι λαμπτήρες δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Αντιμετωπίστε τα σπασμένα φωτιστικά σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και διατάξεις σας.



Πριν από τη θεραπεία, καθαρίστε το δέρμα σας και βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό. Μην εφαρμόζετε καλλυντικά, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στη συσκευή ή να μην λειτουργήσουν όπως προορίζεται.



Ρυθμίστε το επίπεδο ενέργειας από χαμηλό σε υψηλό. Όσον αφορά την ασφάλεια, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενέργειας, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματά σας. Μετά τη θεραπεία σας, είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε ερυθρότητα. Σε αυτές τις



Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν ενυδάτωσης δέρματος και προστασίας από τον ήλιο μετά τις θεραπείες φωτοθεραπείας.

Μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία και απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο βαμβάκι ή ένα πανί για να καθαρίσετε το παράθυρο θεραπείας. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τη σκλήρυνση των μαλλιών στην επιφάνεια του λαμπτήρα, επηρεάζοντας στη συνέχεια την ενέργεια κάθε βολής.

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί ή ένα πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σκουπίστε ή υγρό πανί χωρίς οινόπνευμα.



Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα, τα αξεσουάρ και οι λάμπες της μονάδας σας δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Μην σπάζετε μεταλλικά όργανα ή οποιοδήποτε άλλο είδος αντικειμένου στις οπές εκπομπής θερμότητας. Αυτό ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Σε περίπτωση που η συσκευή σας βυθιστεί ή αλλιώς εμποτιστεί με νερό, στείλτε την ξανά στον κατασκευαστή για εξέταση για να διαπιστώσετε εάν είναι επισκευάσιμη. Σε περίπτωση που το σύστημα είναι ενεργοποιημένο όταν είναι εμποτισμένο, αποσυνδέστε αμέσως το σύστημά σας πριν αγγίξετε τη συσκευή για την υγεία και την ασφάλειά σας.

ΜΗΝ προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε και να επισκευάσετε κατά την κρίση σας.

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά, επιστρέψτε τη μονάδα και τα αξεσουάρ πίσω στον κατασκευαστή, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης θα το εξετάσει για εσάς.



Πώς να χρησιμοποιήσετε το FAUSTINA IPL

είναι τόσο απλό - θα το λατρέψετε.

- 1** Καθαρίστε το παράθυρο εξόδου του φυσιγγίου με ένα υγρό πανί ή μπατονέτα. Αυτό γίνεται για να αφαιρέσετε τυχόν μαλλιά και σκόνη από το παράθυρο θεραπείας.



- 2** Κρατήστε τη λάμπα και στις δύο πλευρές, όπως απεικονίζεται παρακάτω, στη συνέχεια τοποθετήστε ή τραβήξτε προς τα έξω σε ευθεία κίνηση.



- 3** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή



- 4** Τοποθετήστε το σύστημά σας σε ένα τραπέζι ή μια περιοχή κοντά σε μια πρίζα. Μετακινήστε τυχόν υγρά μακριά από την περιοχή.

- 5** Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα έχει εγκατασταθεί σωστά πριν την ανάψετε.



- 6** Αφού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα, η ένδειξη κατάστασης θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.



- 7** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφού το ενεργοποιήσετε, θα ακούσετε τους θαυμαστές και θα δείτε την οθόνη LCD να ανάβει. Ο τύπος της λάμπας, οι υπόλοιπες λήψεις, το επίπεδο ενέργειας, το εικονίδιο του θερμομέτρου και το εικονίδιο του ανεμιστήρα θα εμφανίζονται και θα εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Οι ενδείξεις κατάστασης θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή ετοιμάζεται για χρήση. Μόλις είναι έτοιμη, η ένδειξη θα σβήσει. Όταν το παράθυρο θεραπείας έρθει σε επαφή με το δέρμα, η ένδειξη θα γίνει μπλε, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη να εκπέμψει αναλαμπές.



- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε το επίπεδο ενέργειας από χαμηλό σε υψηλό: Το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο και το επίπεδο 5 το υψηλότερο.
- Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο θεραπείας είναι σταθερά τοποθετημένο πάνω στο δέρμα σας. Η ένδειξη κατάστασης θα ανάψει όταν το παράθυρο θεραπείας βλέπει σε μια κατάλληλη περιοχή.



Σημείωση: Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά χωρίς δραστηριότητα.

Αυτόματη και χειροκίνητη

Η συσκευή FAUSTINA IPL έχει δύο τρόπους: αυτόματη και χειροκίνητη. Το εγχειρίδιο είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη

- Πατήστε το κουμπί φλας για λίγα δευτερόλεπτα.



- Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το εικονίδιο της λειτουργίας στη διεπαφή χρήστη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Ανάλογα με τη λειτουργία (HR / SR / AC)



- Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να σύρετε το παράθυρο της λάμπας στην περιοχή που θέλετε να αντιμετωπίσετε και η συσκευή θα αναβοσβήνει αυτόματα.

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα μεσαία, τα πόδια και τους μηρούς.



- Εάν θέλετε να επιστρέψετε στη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε το κουμπί φλας για έξοδο από την αυτόματη λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί λήψης για λίγα δευτερόλεπτα.



Δοκιμή ευαισθησίας δέρματος

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε IPL για πρώτη φορά

Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα για πρώτη φορά ή σε μια νέα περιοχή στο σώμα σας, επιλέξτε μια μικρή περιοχή κοντά στην περιοχή που σκοπεύετε να θεραπεύσετε, με σκοπό να εκτελέσετε μια δοκιμή ευαισθησίας στο δέρμα. Χρησιμοποιήστε το χαμηλότερο επίπεδο (1). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες θεραπείας, αλλά φροντίστε να εκπέμπετε μόνο 2-3 λήψεις. Μετά τη δοκιμή δέρματος, περιμένετε περίπου 60 λεπτά και ελέγξτε το δέρμα σας για τυχόν αντιδράσεις. Εάν μετά από 60 λεπτά το δέρμα φαίνεται φυσιολογικό και δεν υπάρχει ερυθρότητα ή άλλη δερματική αντίδραση, τότε είστε έτοιμοι να κάνετε πλήρη θεραπεία.

Ρυθμίσεις ενέργειας


Η βαθμονόμηση έγινε ευκολότερη με οθόνη LCD

Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ενέργειας σύμφωνα με την ανοχή του δέρματος σας και αυξήστε σταδιακά το επίπεδο ενέργειας από ένα σε πέντε. Εάν δεν υπάρχει απαράδεκτος πόνος ή αντίδραση οποιουδήποτε είδους, μπορείτε να αισθανθείτε ελεύθεροι να αυξήσετε σταδιακά την ενέργεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ίδιο ακριβώς μέρος του δέρματός σας αναβοσβήνοντας πολλές φορές. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερβολική θερμότητα και μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο του δέρματος, φουσκάλες ή προσωρινές / μόνιμες αλλαγές στο χρώμα του δέρματός σας. Μετά από κάθε φλας, μετακινήστε αργά το παράθυρο θεραπείας σε ένα γειτονικό σημείο δέρματος. Πριν επιστρέψετε σε μια κηλίδα δέρματος που είχε προηγουμένως αντιμετωπιστεί, περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Διαδικασία λειτουργίας

Ο σκοπός κάθε λαμπτήρα

FAUSTINA IPL - Λάμπα αποτρίχωσης
(Εγκαταστήστε τη λυχνία HR)



1. Σκοπός του λαμπτήρα

Για την απομάκρυνση των μαλλιών των χειλιών, των μαλλιών στη μασχάλη, των μαλλιών και των ποδιών του σώματος, τα μαλλιά σε μέρη επηρεάζουν την εμφάνισή σας (για παράδειγμα,

Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό ανάλογα με το χρώμα του δέρματος. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κόκκινα (τζίντζερ), γκρίζα / λευκά και


Οδηγοί δέρματος και μαλλιών

δέρματος								
μαλλιών								

2 . Διαδικασία Λειτουργίας

- 1** Ξυρίστε και καθαρίστε την περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπίσετε.
- 2** Φορέστε γυαλιά προστασίας από υπεριώδη ακτινοβολία για να αποφύγετε τη λάμψη.
- 3** Αναζητήστε μια πρίζα και απομακρύνετε τυχόν υγρά από την περιοχή. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην πρίζα και το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή.
- 4** Επιλέξτε ένα κατάλληλο επίπεδο ενέργειας (Ανατρέξτε στις σελίδες 13 - 14 - Ξεκινήστε από χαμηλό επίπεδο)
- 5** Ξεκινήστε τη θεραπεία στην περιοχή που θέλετε να θεραπεύσετε.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα 2-3 φορές. Μην τραβάτε το ίδιο ακριβώς σημείο ξανά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες περιοχές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελίδα 14. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα μεσαία, τα πόδια και τους μηρούς.



- 6** Απλώστε κρέμα κατά των μαλλιών μετά τη θεραπεία (προαιρετικά)
- 7** Απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή μπατονέτα για να καθαρίσετε το παράθυρο επεξεργασίας.
- 8** Τοποθετήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της πίσω στο κουτί τους και αποθηκεύστε την σε δροσερό, στεγνό και ασφαλές μέρος. Μακριά από παιδιά και υγρά.



3. Συστάσεις θεραπείας


7-9 θεραπείες

Στις 3 πρώτες θεραπείες, κάντε μία θεραπεία κάθε εβδομάδα.

Στις ακόλουθες θεραπείες 4-9, κάντε μία θεραπεία κάθε 2-3 εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης, κάντε μία θεραπεία κάθε 2 μήνες σε περιοχές με ορατή ανάπτυξη τριχών.

FAUSTINA IPL - Λάμπα αναζωογόνησης δέρματος (Εγκατάσταση λυχνίας SR)



1. Σκοπός του λαμπτήρα

Για τραχύ και γηρασμένο δέρμα, σκοτεινό δέρμα, μεγάλους πόρους, ρυτίδες, έλλειψη ελαστικότητας, λάμψη και σπασμένα τριχοειδή του

2. Διαδικασία λειτουργίας

- 1** Καθαρίστε την περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπίσετε και το φίλτρο της λάμπας με
- 2** Φορέστε γυαλιά προστασίας από υπεριώδη ακτινοβολία για να μην εκθαμβωθεί
- 3** Επιλέξτε ένα κατάλληλο επίπεδο ενέργειας (Ανατρέξτε στις σελίδες 13 - 14 Ξεκινήστε από χαμηλό επίπεδο)
- 4** Τοποθετήστε το παράθυρο θεραπείας σταθερά στο δέρμα σας και αντιμετωπίστε διαφορετικές περιοχές καθώς πηγαίνετε.
Μην τραβάτε το ίδιο ακριβώς σημείο ξανά.
- 5** Ξεκινήστε τη θεραπεία. Επαναλάβετε το βήμα 4 για 2-3 φορές.



6 Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα μετά τη θεραπεία (προαιρετικά / συνιστάται)



7 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή μπατονέτα για να καθαρίσετε το παράθυρο επεξεργασίας.



8 Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στο κουτί τους και αποθηκεύστε τη σε δροσερό, στεγνό και ασφαλές μέρος.

3. Συστάσεις θεραπείας

8 θεραπείες - Μία θεραπεία κάθε εβδομάδα

FAUSTINA IPL - Λάμπα εκκαθάρισης ακμής (Εγκαταστήστε τη λάμπα AC)



1. Σκοπός του λαμπτήρα

Για λιπαρό δέρμα με θηλή, impetigo, κονδύλους και κυστική φλεγμονώδη ακμή.

2. Διαδικασία λειτουργίας

- 1** Καθαρίστε την περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπίσετε και το φίλτρο της λάμπας με
- 2** Εάν υπάρχει φλεγμονώδης ακμή πριν από τη θεραπεία, καθαρίστε τις πληγείσες περιοχές με κατάλληλα προϊόντα.
- 3** Φορέστε γυαλιά προστασίας από υπεριώδη ακτινοβολία για να αποφύγετε τη λάμψη.
- 4** Επιλέξτε ένα κατάλληλο επίπεδο ενέργειας (Ανατρέξτε στις σελίδες 13 - 14 Ξεκινήστε από χαμηλό επίπεδο)
- 5** Τοποθετήστε το παράθυρο θεραπείας σταθερά στο δέρμα σας. Βεβαιωθείτε ότι κάθε διάστημα λήψης είναι τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.



- 6** Απενεργοποιήστε τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί. Διατηρήστε το δέρμα καθαρό και εφαρμόστε ενυδατική κρέμα μετά τη θεραπεία.
- 7** Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή μπατονέτα για να καθαρίσετε το παράθυρο επεξεργασίας.



- 8** Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στο κουτί τους και αποθηκεύστε τη σε δροσερό, στεγνό και ασφαλές μέρος. Μακριά από παιδιά και υγρά.



3. Συστάσεις θεραπείας

10 θεραπείες - Μία θεραπεία κάθε τρεις ημέρες.

FAQs

Συχνές ερωτήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το FAUSTINA IPL

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ θεραπείες αποτρίχωσης IPL. Είναι πραγματικά ασφαλές;

Βασικά σημεία για την ασφάλεια των IPL μας:

- 1 - Το ξύρισμα εκ των προτέρων θα αποτρέψει το δέρμα σας να καεί ή να ερεθιστεί κατά τη διαδικασία. Το φως από τη συσκευή σας θα μπορεί να στοχεύει τη μελανίνη στα μαλλιά σας πολύ πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο, καθώς λειτουργεί παρόμοια με έναν αγωγό.
- 2- Για τη θεραπεία προσώπου, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας είναι καθαρό και απαλλαγμένο από νερό, κρέμες και λάδια πριν από τη χρήση του IPL.
- 3- Χρησιμοποιήστε το στον σωστό τύπο δέρματος / μαλλιών, επιλέξτε ένα κατάλληλο επίπεδο ενέργειας σύμφωνα με την ανοχή του δέρματος σας και αυξήστε σταδιακά το επίπεδο ενέργειας από ένα σε πέντε. Εάν δεν υπάρχει απαράδεκτος πόνος ή αντίδραση οποιουδήποτε είδους, μπορείτε να αισθανθείτε ελεύθεροι να αυξήσετε σταδιακά την ενέργεια.
- 4- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ίδιο ακριβώς μέρος του δέρματός σας αναβοσβήνοντας πολλές φορές. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ζέστη και μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο του δέρματος.
- 5- Οι οικιακές μηχανές IPL προορίζονται για χρήση σε υγιές κανονικό δέρμα μην χρησιμοποιείτε την αποτρίχωση IPL στα τυφλοπόντικα. Μην χρησιμοποιείτε αποτρίχωση IPL Εάν έχετε διαβήτη ή εάν υποφέρετε σε χημειοθεραπεία ή καταναλώσατε Φωτοευαίσθητα Φάρμακα ή είστε επιληπτικοί. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε εκ των προτέρων το γιατρό σας ή έναν ειδικό εάν είστε σε ορισμένα φάρμακα πριν χρησιμοποιήσετε το IPL.

Λοιπόν, το IPL είναι αρκετά ασφαλές, σωστά;

Ναι, το οικιακό μας σύστημα IPL είναι απόλυτα ασφαλές αρκεί να τα χρησιμοποιείτε με τον καθορισμένο τρόπο και στον σωστό τύπο δέρματος και μαλλιών.



Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το IPL - είναι μόνο για γυναίκες;

Είναι για όποιον έχει ανεπιθύμητα μαλλιά. Για γυναίκες και άντρες που θέλουν να φαίνονται νεότεροι με πιο υγιές δέρμα. Για όποιον θέλει να εξαλείψει την έξαψη, τα σημάδια ηλικίας, τη χρόνια ερυθρότητα ή τις ρυτίδες. Το IPL μπορεί να λειτουργήσει για εσάς!



Είναι τα αποτελέσματα αποτρίχωσης FAUSTINA 3IN1 IPL μόνιμα; Αυτό σημαίνει ότι τα μαλλιά μου δεν θα ξαναφυτρώσουν ποτέ;

Όταν οι τρίχες μεγαλώνουν πίσω, θα είναι ελαφρύτερες, λεπτότερες και λιγότερες σε αριθμό. Μετά από τέσσερις έως έξι θεραπείες, μπορείτε να περιμένετε σημαντική μείωση στα μαλλιά. Οποιαδήποτε αναγέννηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπείες επαφής κάθε έξι έως 12 μήνες.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω IPL κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Η θεραπεία δεν μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Αυτό οφείλεται στις ορμονικές και χρωματικές αλλαγές που προκαλούνται από την εγκυμοσύνη σας. Συνιστάται να υποβληθείτε σε θεραπεία μετά τη γαλουχία και μετά την ολοκλήρωση 2 κύκλων εμμήνου ρύσεως.



Μπορώ να χρησιμοποιήσω συσκευή IPL κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως;

Κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως, η θεραπεία της ηβικής περιοχής δεν μπορεί να γίνει.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το IPL εάν έχω μια συγκεκριμένη κατάσταση;

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε IPL εάν έχετε καταναλώσει, εφαρμόσει ή είχατε τα ακόλουθα:

- Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B ή AHA τους τελευταίους 6 μήνες
- Έχετε ηλιακά εγκαύματα, ξηρά, ξηρά, σκασμένα, ερεθισμένα ή σπασμένα δέρματα ή ανοιχτές πληγές στην περιοχή θεραπείας
- Έχετε πληγές, κονδυλώματα, έλκη, τυφλοπόντικες, σημάδια γέννησης ή οποιοδήποτε τατουάζ στην περιοχή θεραπείας
- Είχατε θεραπεία με ακτινοβολία (π.χ. UV Sun tanning), ηλεκτρόλυση ή υπερβολική ηλιοθεραπεία τους τελευταίους 6 μήνες
- Είχατε υπερβολική ηλιοθεραπεία την τελευταία εβδομάδα
- Είχατε χειρουργική επέμβαση τους τελευταίους μήνες
- Είστε έγκυος ή θηλάζετε

Σημείωση: Αποφύγετε το κολύμπι σε ισχυρό χλωριωμένο νερό αμέσως πριν από μια συνεδρία θεραπείας IPL.
Αποφύγετε την απολέπιση, τη μικροαπόξεση ή τη φλούδα για 1 εβδομάδα πριν από τις συνεδρίες θεραπείας.

Σε ποιες περιπτώσεις συμβουλεύομαι να μην υποβληθώ σε θεραπείες IPL;

Εάν έχετε διαβήτη - Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να καταλάβουν ότι η κατάστασή τους θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Επομένως, η διαδικασία επούλωσης των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών θα διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο. Οι κίνδυνοι μόλυνσης είναι επίσης εξαιρετικά ανησυχητικοί.
Εάν υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία - Οι ασθενείς που υποβάλλονται επί του παρόντος σε χημειοθεραπεία διαθέτουν επίσης συμβιβασμένο ανοσοποιητικό σύστημα που τους καθιστά ιδανικούς για θεραπείες IPL.
Εάν έχετε καταναλώσει φωτοευαίσθητα φάρμακα - Υπάρχουν μια χούφτα φωτοευαίσθητων φαρμάκων που ενδέχεται να εντείνουν την ευαισθησία ή την απόκριση κάποιου στις θεραπείες IPL.
Εάν είστε επιληπτικοί - Το φως από τη θεραπεία μπορεί να προκαλέσει τακτοποίηση.

Είναι σημαντικό να ενημερώσετε εκ των προτέρων το γιατρό σας ή έναν ειδικό εάν είστε σε ορισμένα φάρμακα πριν χρησιμοποιήσετε το IPL.



Ποια είναι η συνιστώμενη ελάχιστη ηλικία;

Δεν υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη ηλικία για θεραπεία IPL. Ωστόσο, τα παιδιά κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν συσκευές IPL ή να υποβάλλονται σε θεραπεία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ισορροπίες ορμονών στο σώμα είναι ασταθείς και η νέα ανάπτυξη των μαλλιών είναι γρήγορη.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω συσκευές IPL για αποτρίχωση μπικίνι;

Είναι ασφαλές και απαλό να χρησιμοποιείτε IPL γύρω από το μπικίνι σας για να απαλλαγείτε από τα ανεπιθύμητα μαλλιά. Είτε προτιμάτε μια βραζιλιάνικη (μόνο μια λωρίδα μαλλιών) είτε μια πλήρη εμφάνιση στο Χόλιγουντ. Ίσως απλώς να τακτοποιήσετε τις άκρες. Με το IPL, μπορείτε να απολαμβάνετε μόνιμα απαλό δέρμα και να ξεχνάτε τις ακριβές θεραπείες κομμωτηρίου.

Θα αναβοσβήνει το φως που αναβοσβήνει;

Το σύστημα ασφαλείας στα προϊόντα μας έχει αναπτυχθεί στη συσκευή, καθιστώντας το φως που αναβοσβήνει ακίνδυνο στα μάτια σας. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά φωτισμένο δωμάτιο, έτσι ώστε το φως να είναι λιγότερο έντονο στα μάτια σας. Δεν απαιτείται να φοράτε γυαλιά κατά τη χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε IPL στην περιοχή γύρω από τα μάτια σας ή για τη θεραπεία των φρυδιών σας. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να θυμάστε.

Πώς να προετοιμάσετε το δέρμα πριν από τη θεραπεία IPL;

Πρέπει να προεπεξεργαστείτε το δέρμα σας αφαιρώντας τα μαλλιά από την επιφάνεια του δέρματός σας την ίδια ημέρα θεραπείας ή την προηγούμενη ημέρα.

Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να μην κάνετε καμία επεξεργασία αποτρίχωσης, αποπτέρωσης, λεύκανσης και ηλεκτρόλυσης. Το ξύρισμα είναι η νέα αγαπημένη σας μέθοδος αποτρίχωσης πριν και μεταξύ των θεραπειών. Οτιδήποτε άλλο τραβάει τα μαλλιά από το θυλάκιο και εμποδίζει τη διαδικασία IPL, κάτι που δεν θέλετε. Εάν τα μαλλιά μεγαλώνουν μεταξύ των θεραπειών, απλώς μειώστε το διάστημα θεραπείας, αλλά μην το αντιμετωπίζετε συχνότερα από μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, καθώς αυτό θα αυξήσει μόνο τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.

+18



Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λειτουργίας Stamp και Glide;

Η συσκευή διαθέτει δύο τρόπους εφαρμογής: Λειτουργία σφραγίδας και Λειτ. Η λειτουργία σφραγίδας είναι για μικρές και οστικές περιοχές που είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν (π.χ. γόνατα, μασχάλες). Τοποθετήστε τη συσκευή στο δέρμα, απλώς πιέστε και αναβοσβήνετε και, στη συνέχεια, μετακινήστε το χέρι σας στην επόμενη κοντινή περιοχή που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η λειτουργία ολίσθησης είναι η θεραπεία μεγαλύτερων περιοχών (π.χ. πόδια). Τοποθετήστε τη συσκευή στο δέρμα σας, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί φλας σε όλη την εφαρμογή - απλώς σύρετε τη συσκευή και θα αναβοσβήνει καθώς πηγαίνετε. Αυτό καθιστά τη θεραπεία μεγάλων περιοχών ευκολότερη και ταχύτερη.



Είναι το IPL κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και μαλλιών;

Το IPL συνήθως δεν είναι κατάλληλο για πιο σκούρους τόνους δέρματος, επειδή υπάρχει πολύ περισσότερη μελανίνη στο δέρμα που θα στοχεύσει το φως και θα θερμανθεί. Αυτό προκαλεί πόνο και μπορεί να βλάψει το δέρμα σας. Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο ελεγκτή αφής και τόνου δέρματος και ρυθμιζόμενη αντοχή σε φλας, προσαρμόσιμο στον τύπο του δέρματός σας.

Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα των μαλλιών σας, τόσο το καλύτερο, γιατί τα σκούρα μαλλιά έχουν πολλά σκούρα χρώματα μελανίνης. Είναι αυτό που το φως στοχεύει και το θερμαίνει για να βλάψει το θυλάκιο για να σταματήσει η ανάπτυξη των μαλλιών. Δεδομένου ότι οι ξανθές, γκρίζες και λευκές τρίχες δεν περιέχουν αρκετή ή αρκετή μελανίνη, οι θεραπείες IPL δεν θα λειτουργήσουν ποτέ σε αυτά τα χρώματα μαλλιών. Τα κόκκινα μαλλιά περιέχουν έναν διαφορετικό τύπο μελανίνης που δεν ανταποκρίνεται στο IPL.

Πρέπει να αφαιρέσω τα μαλλιά του προσώπου πριν χρησιμοποιήσω το IPL;

Όπως και με το σώμα, είναι σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε το IPL η φωτεινή ενέργεια να διοχετεύεται στα θυλάκια των τριχών του σώματός σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει με το ξύρισμα.



Μπορεί το FAUSTINA 3IN1 να χρησιμοποιηθεί αν έχετε μεταλλικές πλάκες;

Το FAUSTINA 3IN1 IPL φτάνει στο βαθύ δέρμα και στο επιφανειακό υποδόριο στρώμα λίπους. Δεν θα διεισδύσει αρκετά βαθιά για να επηρεάσει ή να προκαλέσει πόνο ή προβλήματα με οποιοδήποτε μέταλλο στο σώμα σας (π.χ. οι μεταλλικές βίδες είναι συνήθως βαθύτερες από αυτό, στις οστικές δομές κάτω από το μυ ..) Είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε το FAUSTINA 3IN1 έγινε στα πόδια σας, χέρια, ή ακόμα και μεταλλικές πλάκες στο στήθος ...

Θα λειτουργήσει το FAUSTINA 3IN1 σε απαλά μαλλιά και απαλούς τόνους δέρματος;

Ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για απαλούς τόνους δέρματος, αλλά δυστυχώς, το IPL δεν λειτουργεί για όλα τα χρώματα των μαλλιών και τους τόνους του δέρματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν έχετε κόκκινα / τζίντζερ, γκρίζα / άσπρα ή άσπρα-ξανθά μαλλιά, το IPL δεν θα λειτουργήσει για εσάς. Η αποτρίχωση IPL λειτουργεί στοχεύοντας τη μελανίνη μέσα στη ρίζα των μαλλιών σας, την οποία δεν διαθέτουν και τα 3 αυτά χρώματα - καθιστώντας αποτελεσματικά την τεχνολογία άχρηστη. Όχι απελπισία!

Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το FAUSTINA 3IN1 για άλλους σκοπούς, όπως αναζωογόνηση του δέρματος, τραχύ, γηρασμένο δέρμα, αμυδρό δέρμα, μεγάλους πόρους, ρυτίδες, έλλειψη ελαστικότητας, λάμψη, σπασμένα τριχοειδή αγγεία και μείωση της ακμής! Το FAUSTINA 3IN1 έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό σε αυτούς τους τομείς.

Ποια αποτελέσματα μπορώ να περιμένω;

Εάν οι θεραπείες σας είναι συνεπείς, θα επιτύχετε δέρμα μακράς διάρκειας, απαλό και χωρίς μαλλιά. Απλώς λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστούν πολλές θεραπείες για να αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα - χρειάζεται χρόνος. Αυτό συμβαίνει επειδή τα θυλάκια των μαλλιών μας είναι μεμονωμένα τους κύκλους ανάπτυξης τους. Αλλά υποσχόμαστε ότι θα δείτε τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που φέρνουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας.



Είναι ασφαλές το FAUSTINA 3IN1 για αναζωογόνηση του δέρματος σε μεσαίο-σκοτεινό δέρμα;

Ο καλύτερος τρόπος είναι να επιλέξετε μια μικρή περιοχή κοντά στην περιοχή που σκοπεύετε να θεραπεύσετε, με σκοπό τη διενέργεια δοκιμής ευαισθησίας στο δέρμα.

Χρησιμοποιήστε το χαμηλότερο επίπεδο FAUSTINA 3IN1 (1).

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες θεραπείας, αλλά φροντίστε να εκπέμψετε μόνο 2-3 λήψεις. Μετά τη δοκιμή δέρματος, περιμένετε περίπου 60 λεπτά και ελέγξτε το δέρμα σας για τυχόν αντιδράσεις. Εάν μετά από 60 λεπτά το δέρμα φαίνεται φυσιολογικό και δεν υπάρχει ερυθρότητα ή άλλη δερματική αντίδραση, τότε είστε έτοιμοι να κάνετε πλήρη θεραπεία και να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο ενέργειας από (1) σε (2).

Εάν δεν υπάρχει απαράδεκτος πόνος ή αντίδραση οποιουδήποτε είδους, μπορείτε να αισθανθείτε ελεύθεροι να αυξήσετε σταδιακά την ενέργεια.

Πόσες ζούλες είναι το FAUSTINA 3IN1 και μπορεί να απαλλαγεί από σπασμένα τριχοειδή αγγεία;

Η ισχύς: 3,5 - 5,1 j / cm² ή 19,89 joules για το παράθυρο του λαμπτήρα. Αυτό κάνει το FAUSTINA 3IN1 στην κορυφή των παρόμοιων IPL στην αγορά.

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα SR που είναι συνδεδεμένη με το FAUSTINA 3IN1 για αυτό το σκοπό ...

Πώς λειτουργεί; Η ελαφριά ενέργεια εφαρμόζεται στο δέρμα όπου απορροφάται εύκολα από τα αιμοφόρα αγγεία, θερμαίνοντάς τα σε σημείο όπου καταστρέφονται. Μετά τη θεραπεία, τα αγγεία καθαρίζονται γρήγορα καθώς απορροφώνται από το σώμα, αφήνοντας λίγο ή καθόλου ίχνος της αρχικής βλάβης.

Κάποια μικρά τριχοειδή αγγεία και φλέβες εξαφανίζονται ξαφνικά. Ωστόσο, χρειάζονται 1-7 θεραπείες, μία θεραπεία κάθε εβδομάδα. Ορισμένα τριχοειδή αγγεία και φλέβες είναι πιο ορατά μετά τη θεραπεία, που είναι ένα σημάδι ότι καταστρέφονται και θα εξαφανιστούν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Υπάρχουν 5 επίπεδα ενέργειας για προσαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών θεραπειών (τραχύ και γηρασμένο δέρμα, αμυδρό δέρμα, μεγάλους πόρους, ρυτίδες, έλλειψη ελαστικότητας και λάμψη). Μπορείτε σταδιακά να αυξήσετε το επίπεδο ενέργειας από ένα σε πέντε. Εάν δεν υπάρχει απαράδεκτος πόνος ή αντίδραση οποιουδήποτε είδους



Έχω μεσαίο έως σκούρο τόνο δέρματος. Είναι ασφαλές να χρησιμοποιώ το FAUSTINA 3IN1;

Δυστυχώς, μπορεί να μην λειτουργεί για άτομα με πολύ σκούρο καφέ έως μαύρο δέρμα. Όμως, για άτομα με ανοιχτόχρωμο έως καφέ-σκούρο δέρμα, είναι ασφαλές και αποτελεσματικό

Μπορεί το FAUSTINA 3IN1 να χρησιμοποιηθεί και στο πρόσωπο;

Το FAUSTINA 3IN1 είναι ασφαλές για χρήση στο πρόσωπο. Λειτουργεί αποτελεσματικά στο πάνω χείλος

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια. για τους άνδρες, δεν σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τα γένια. Η χρήση σε αρσενικές γενειάδες μπορεί να οδηγήσει σε άνιση αποτελέσματα.

Με το FAUSTINA 3IN1 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναζωογόνηση δέρματος και λαμπτήρες εκκαθάρισης ακμής για αντίστροφη βλάβη από τον ήλιο, θεραπεία αγγειακών βλαβών, μείωση των ρυτίδων, βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου, σύσφιξη πόρων, ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, σύσφιξη του δέρματος, μείωση της εμφάνισης ηλιακών κηλίδων, φακίδων, μείωση της σοβαρότητας της ακμής, φλεγμονή του δέρματος και απέκκριση σμήγματος.

Μπορεί το IPL να σφίξει το δέρμα στο λαιμό μου;

Τα αποτελέσματα IPL για σύσφιξη του δέρματος στο λαιμό είναι συχνά ανεπαίσθητα και απαιτούν πολλαπλές συνεδρίες θεραπείας.



Ποια είναι η διαφορά ή το μήκος κύματος της αποτρίχωσης έναντι της αναζωογόνησης του δέρματος και της λάμψης ακμής FAUSTINA 3IN1;

Το μήκος κύματος των λαμπτήρων FAUSTINA 3in1 έχει ως εξής:

Αποτρίχωση: 530 ~ 1100nm, αναζωογόνηση δέρματος: 560 ~ 1100nm, θεραπεία ακμής: 400 ~ 700 nm.

Ισχύς: 3,5 - 5,1 j / cm²

Εκτός από τα μήκη κύματος, ροή ενέργειας j / cm², υπάρχουν πολλοί παράγοντες που στοχεύουν επιλεκτικά τα επιθυμητά κυτταρικά ή δομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ακολουθιών παλμού, της διάρκειας παλμού, του χρόνου καθυστέρησης παλμού, της διήθησης που χρησιμοποιείται για κάθε επεξεργασία.

Εάν χρησιμοποιείτε το φως θεραπείας του δέρματος στο πρόσωπο, κοντά στη γραμμή των μαλλιών, θα αφαιρέσει και τα μαλλιά;

Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζωογόνησης του δέρματος πάνω ή κοντά στη γραμμή των μαλλιών, αυτό θα προκαλέσει την αφαίρεση των μαλλιών στην περιοχή που τραβήξατε.

Η λειτουργία SR αφαιρεί καφέ κηλίδες;

Η λειτουργία SR για το FAUSTINA 3IN1 IPL βοηθά στη θεραπεία καφέ κηλίδων θερμαίνοντας επιλεκτικά τη χρωστική ουσία. Στη συνέχεια, η θερμαινόμενη κατεστραμμένη περιοχή θα ανυψωθεί στην επιφάνεια του δέρματος όπου αφαιρείται από τη φυσική διαδικασία απολέπισης του δέρματος. Οι καφέ κηλίδες θα γίνουν πιο σκοτεινές αρχικά τις επόμενες 24 ώρες και μετά θα εξαφανιστούν αργά τις επόμενες εβδομάδες.



Για πόσο καιρό πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τοπικές θεραπείες δέρματος (δηλαδή Retin A, Vitamin B ή AHA) πριν χρησιμοποιήσετε το λέιζερ για αναζωογόνηση του δέρματος;

Το FAUSTINA IPL μας είναι απολύτως ασφαλές εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο μας. Ωστόσο, μην πάρετε τα ακόλουθα φάρμακα εάν πρόκειται να προχωρήσετε σε θεραπεία IPL, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B ή AHA τους τελευταίους 6 μήνες.

Πρέπει να χρησιμοποιήσω αγωγήμο τζελ;

Δεν χρειάζεται αγωγήμο τζελ. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και απαλλαγμένο από νερό, κρέμες και λάδια πριν χρησιμοποιήσετε το FAUSTINA IPL. Μετά από κάθε θεραπεία εφαρμόστε μια καταπραϋντική κρέμα για να αφήσετε το δέρμα να κρυώσει και για να αποφύγετε τυχόν ερεθισμό του δέρματος.



FAQs

Συχνές ερωτήσεις μετά το IPL

Τι πρέπει να περιμένω μετά τη θεραπεία με IPL και τι είναι η μετα-θεραπεία;

Το δέρμα σας μπορεί να είναι ελαφρώς ροζ ή κόκκινο αμέσως μετά τη θεραπεία σας και μπορεί να αντιμετωπίσετε ήπιο πρήξιμο που θα υποχωρήσει σε λίγες ημέρες.

Για τις επόμενες 24 ώρες, σας συμβουλεύουμε:

- Χωρίς ζεστά μπάνια
- Χωρίς κολύμπι ή ηλιοθεραπεία
- Χωρίς σφιχτά ρούχα
- Καμία εφαρμογή αρωματικών προϊόντων, όπως αποσμητικό, αντιιδρωτικό, μαυρισμένο ή μακιγιάζ στην περιοχή θεραπείας
- Χωρίς τρίψιμο ή τρίψιμο της περιοχής που έχει υποστεί αγωγή (αυτό μπορεί να προκαλέσει βακτηριακή λοίμωξη)

**Αποφύγετε τα σκληρά αθλήματα για 24-48 ώρες.
Ενυδατώστε το σώμα σας πίνοντας άφθονο νερό.**

Τι γίνεται με τυχόν δερματικές απαντήσεις;

Αυτά είναι συχνά προσωρινά και θα υποχωρήσουν εντός 24 ωρών μετά τη θεραπεία. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προϊόν μετεπεξεργασίας μετά τη θεραπεία για να απαλύνει το δέρμα σας.



Μπορώ να χρησιμοποιήσω κρέμες ή αλοιφές στο δέρμα μου;

Για τη θεραπεία προσώπου, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας είναι καθαρό και απαλλαγμένο από νερό, κρέμες και λάδια πριν χρησιμοποιήσετε το IPL. Μετά από κάθε θεραπεία εφαρμόστε μια καταπραϋντική κρέμα για να αφήσετε το δέρμα να κρυώσει και για να αποφύγετε τυχόν ερεθισμό του δέρματος.



Μπορώ να συνεχίσω με άλλες θεραπείες, όπως αποτρίχωση, αποτρίχωση ή tweezing;

Όχι - πρέπει να τα αποφύγετε. Αφήστε τις τρίχες στα θυλάκια για τουλάχιστον 3 ημέρες μετά τη θεραπεία σας. Αυτό θα μειώσει τις πιθανότητες ευκαιριακής λοίμωξης στα χαλασμένα θυλάκια. Τα μαλλιά θα πέσουν φυσικά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Αλλά σημειώστε ότι η επανεμφάνιση των μαλλιών συμβαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς σε διαφορετικές περιοχές του σώματος.



Τι πρέπει να θυμάμαι μετά τη χρήση του IPL;

Καθαρίστε τη συσκευή σας προσεκτικά και προσεκτικά ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης σας.

Για την αναζωογόνηση του δέρματος, είναι μία φορά την εβδομάδα για 8 εβδομάδες και μετά από αυτό πώς να το χρησιμοποιήσετε;


Είναι πιθανό ότι δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω θεραπείες για αρκετά χρόνια, ειδικά εάν αποφεύγετε την ηλιοθεραπεία και εάν φροντίζετε το δέρμα σας χρησιμοποιώντας αντηλιακό. Τα αποτελέσματα της θεραπείας μπορούν να διαρκέσουν έως και τρία χρόνια χρησιμοποιώντας το FAUSTINA 3IN1 IPL, με την επιλογή να εφαρμόσετε περαιτέρω θεραπείες εάν θέλετε.

Μπορώ να αντιμετωπίσω περιοχές με τη λάμπα αναζωογόνησης του δέρματος και να αντιμετωπίσω τις ίδιες περιοχές για τη λάμπα αποτρίχωσης την ίδια ημέρα - η μία μετά την άλλη;

Δεν συνιστούμε να αντιμετωπίζετε την ίδια περιοχή με λάμπα αναζωογόνησης δέρματος και λάμπα αφαίρεσης μαλλιών την ίδια ημέρα. Θα πρέπει να αφήσετε δύο ή τρεις ημέρες μεταξύ των δύο θεραπειών.

Μπορώ να ξυρίσω τις θεραπείες;

Ναι, Μερικά μαλλιά θα μεγαλώσουν ανάμεσα στις θεραπείες και είναι εντάξει να ξυρίσετε. Ωστόσο, για καλύτερα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να μην κάνετε καμία επεξεργασία αποτρίχωσης, αποπτέρωσης, λεύκανσης και ηλεκτρόλυσης. Το ξύρισμα είναι η νέα αγαπημένη μέθοδος αποτρίχωσης μεταξύ των θεραπειών. οτιδήποτε άλλο τραβάει τα μαλλιά από το θυλάκιο και εμποδίζει τη διαδικασία IPL, κάτι που δεν θέλετε. Εάν τα μαλλιά μεγαλώνουν μεταξύ των θεραπειών, απλώς συντομεύστε το διάστημα θεραπείας, αλλά μην το αντιμετωπίζετε συχνότερα από μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, καθώς αυτό θα αυξήσει μόνο τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.




Πόσο σύντομα μπορούν να φανούν τα αποτελέσματα με την αποτρίχωση IPL;

Όλα εξαρτώνται από την περιοχή που αντιμετωπίζετε, την ορμονική ανάπτυξη, τον τρόπο ζωής και τη φαρμακευτική αγωγή. Οι θεραπείες για τα πόδια λειτουργούν εξαιρετικά και θα δείτε μια πολύ ταχύτερη μείωση σε έξι έως εννέα θεραπείες - Μέσα σε ένα χρόνο έως ένα ενάμισι έτος, θα δείτε μια πολύ καλή μείωση σε άλλους τομείς. Τα πρόσωπα χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για τη θεραπεία. Ο λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι το ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ ορμονικό - σε ένα τετραγωνικό εκατοστό, υπάρχουν σχεδόν πεντακόσια θυλάκια μαλλιών. Μερικά από αυτά είναι ανενεργά. Ένα νέο θυλάκιο τρίχας θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσετε να βλέπετε ότι η ανάπτυξη των μαλλιών επανέρχεται ξανά.

Επαναλάβετε τη θεραπεία κάθε 4 έως 6 εβδομάδες, αυτό θα κρατήσει την ρίζα των μαλλιών σας ανενεργή και θα αποτρέψει την ανάπτυξη των μαλλιών. Όταν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε IPL, θα δείτε μόνιμα αποτελέσματα από τον τρίτο μήνα της θεραπείας. Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι θα απαλλαγείτε από τα μαλλιά μετά από τρεις μήνες - Μόνο που θα αρχίσετε να παρατηρείτε ότι πολλά από τα μαλλιά του σώματός σας δεν μεγαλώνουν. Μπορείτε να ξυρίσετε μεταξύ των συνεδριών IPL, να αποφύγετε την απομάκρυνση και την αποτρίχωση αμέσως μετά τις θεραπείες σας. Το ξύρισμα είναι η νέα αγαπημένη σας μέθοδος αποτρίχωσης - Οτιδήποτε άλλο θα τραβήξει τα μαλλιά από τα θυλάκια τους και θα εμποδίσει τη διαδικασία IPL, την οποία δεν θέλετε.

Εάν τα μαλλιά μεγαλώνουν μεταξύ των θεραπειών, απλώς συντομεύστε το διάστημα θεραπείας, αλλά μην το αντιμετωπίζετε συχνότερα από μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, καθώς αυτό θα αυξήσει μόνο τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.



Πώς διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου το FAUSTINA IPL;

Το FAUSTINA 3-IN-1 με λάμπα αναζωογόνησης δέρματος IPL χρησιμοποιεί μια επιλεκτική περιοχή μήκους κύματος. Το παλμικό φως διέρχεται από την επιδερμίδα και διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα, όπου η φωτεινή ενέργεια προκαλεί βλάβη στη χρωστική ουσία. Αυτό αναγκάζει τις φυσικές άμυνες του δέρματος να διασωθούν. Το σώμα λειτουργεί ενστικτωδώς για την απομάκρυνση της κατεστραμμένης μελανίνης και διεγείρει τους ινοβλάστες να παράγουν νέο κολλαγόνο και σύσφιξη των ινών ελαστίνης, βοηθώντας το δέρμα να γίνει πιο σφριγηλό, παχύτερο και πιο νεανικό.



Εγγύηση

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι ...

Περίοδος εγγύησης

Κύρια μονάδα: Η εγγύηση της κύριας μονάδας είναι 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς.

. Λάμπα (ες): Οι βλάβες των λαμπτήρων με πάνω από το 30% των λήψεων που οφείλονται σε μη τεχνητούς λόγους θα διατηρηθούν από τον κατασκευαστή.

Πεδίο εγγύησης

Εάν το σύστημα είναι εντός της περιόδου εγγύησης, ο κατασκευαστής θα αντικαταστήσει το προϊόν σας με ένα νέο αφού ελέγξει για μη τεχνητούς λόγους. Δεν καλύπτονται άλλα σφάλματα που οφείλονται σε μη φυσιολογική χρήση και αναγκαστικούς ελιγμούς.

Όρια εγγύησης

Όταν υποβάλλετε αίτηση για δωρεάν συντήρηση για το προϊόν που βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης, οι πελάτες θα πρέπει να παρουσιάσουν έγκυρη απόδειξη αγοράς (όπως τιμολόγιο, κάρτα εγγύησης, οποιοδήποτε είδος απόδειξης ή τραπεζικό αντίγραφο κ.λπ.)

Δεν παρέχεται δωρεάν συντήρηση για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή παραβίασης.

Δεν θα καλύψουμε κανένα από τα ακόλουθα

. Βλάβες και γενικές ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιές, σεισμούς, συμπεριφορά τρίτων, σφάλμα ή κακή χρήση από τους χρήστες.

Χρήση υπό οποιεσδήποτε άλλες μη φυσιολογικές συνθήκες και απρόβλεπτα συμβάντα.

. Οποιαδήποτε εκτεταμένη ζημιά που προκαλείται από τη χρήση των προϊόντων σας (όπως επιχειρηματικές διαφορές, απώλεια παροχών, διακοπή λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αποτελεσμάτων από ακατάλληλη χρήση του συστήματος και το προκύπτον κόστος από την αντικατάσταση εξοπλισμού, συσκευής ή υπηρεσίας, ή αξίωση που απαιτείται από τους χρήστες).

. Η ζημιά προήλθε από ακατάλληλο χρήστη που δεν εμπίπτει στο περιεχόμενο των οδηγιών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Αυτό περιλαμβάνει:

Απαιτήθηκε ανεξέλεγκτη κατάσταση συντήρησης ανταλλακτικών για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση αξεσουάρ, εξαρτημάτων ή υποκατάστατων που δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή ή την εταιρεία σας και τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από απaráδεκτη ή παράνομη αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση το όργανο χωρίς κατάλληλες οδηγίες.

. Βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε περιβάλλον που δεν είναι κατάλληλο για το προϊόν.

Πληροφορίες σέρβις

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μαζί μας

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας! Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ανατρέξτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή προβλήματα με τη συσκευή ομορφιάς πολλαπλών λειτουργιών IPUST FAUSTINA® που αγοράσατε πρόσφατα.

Email: support@labotest.co.uk

website: www.labotest.co.uk

Κάρτα εγγύησης

Συμπληρώστε τα στοιχεία για να υποβάλετε αξίωση

Πλήρες όνομα:

Ονομασία προϊόντος:

Μοντέλο:

Ημερομηνία αγοράς:

Αναχώρηση Standard:

GB4706.1-2005

Επισυνάψτε αποδεικτικό αγοράς

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις τυπικές απαιτήσεις ποιότητας μετά τη δοκιμή και έχει εγκριθεί για κυκλοφορία

**Make the world a little more
beautiful with IPL technology.**

LABOTEST

HOME BEAUTY DEVICES & LAB EQUIPMENT

Suite 503,
Crown House Business Centre
North Circular Road,
London, NW10 7PN,
United Kingdom

www.labotest.co.uk